

**Microscópio Biológico Binocular com objetivas acromáticas.**



**Microscópio Binocular**

**Mod. Q711B1**

**Microscópio Biológico**

## CARACTERÍSTICAS

- Cabeçote binocular ou trinocular, inclinado a 45 graus e rotação
- Par de oculares WF10X / 20mm
- Revolver Quádruplo com clique parfocal
- Objetiva Acromática Super Contraste
- ASC Objectivos 4X, 10X, 40X (S), 100X (S, Oil)
- Conjunto macro e micrométrico coaxial de focagem com ajuste de tensão
- Condensador de Pinhão e Cremalheira - 1.25NA – tipo Abbe
- Diafragma Íris com suporte para filtro
- Iluminação de halogéneo 12V/20W com controle de intensidade 110V

Modelos	Volts	Watts	Cabeçote	Objetivas
Q711B1	110	20	Binocular	4 Acro
Q711TB1	110	20	Trinocular	4 Acro

[www.eletromedical.com](http://www.eletromedical.com)