

Microscópio Biológico Binocular para dois observadores frente a frente.



Microscópio Binocular

Mod. Q711BA3-MVH2

Microscópio Biológico

CARACTERÍSTICAS

Unidade principal:

- Para uso adicional ao Q711BA3, trinocular;
- Externamente montado, unidade central para luz transmitida 6V/30W quartzo halogênio com iluminação de Koelher;
- Coletor rosqueável para porta filtro;
- Declarado isento de registro pelo Ministério da Saúde;
- **Cadastrado na Anvisa nº 80231279021.**

Unidade secundária:

- Cabeçote rotativo, tipo Siendentopf, tubo binocular, ótica prismática com correção cromática e proteção anti-fungo;
- Ocular WF-10X / 20 mm com dioptria;
- Ajuste de ambas oculares, com borracha para uso de portador de óculos (par);
- Dupla observação ótica (frente a frente);
- LED indicador na unidade primária;
- Altura regulável e apoio para unidade secundária (1 peça);
- Opcional: Máquina fotográfica e adaptador c-mount;
- Acompanha filtro azul, cabo de força e manual de instruções.

Modelo	Volts	Watts	Cabeçote	Objetivas
Q711BA3-MVH2	90~240	30	Trinocular	4 Plan ∞