

Microscópio Biológico Binocular para dois observadores lado a lado.



Microscópio Binocular

Mod. Q711BA4-MVH

Microscópio Biológico

CARACTERÍSTICAS

- Microscópio Trinocular Standard Q711BA4 (luz dividida 20/80) - (unidade principal).
- Iluminação de Koehler quartzo iluminação externa com lâmpada halógena 6V/30W (unidade secundária);
- Tubos de observação Binocular Siedentopf, inclinado 30° em 4 unidades secundárias;
- Oculares WFPL 10X / 22 milímetros com dioptria;
- Ajuste em todas oculares, com protetor para portadores de óculos;
- Multi observação (2, 3 ou 5 observadores) óticos com ponte (duas por unidades secundárias) e apoio;
- LED indicador na unidade primária;
- Altura regulável com apoio para a unidade secundária (2 peças);
- Declarado isento de registro pelo Ministério da Saúde;
- Cadastrado na Anvisa nº 80231279021.

Obs: A máquina fotográfica e os adaptadores são itens opcionais.

Modelos	Volts	Watts	Observador	Objetivas
Q711TBA4-MVH2S	90~240	30	Duplo	4 Plan ∞
Q711TBA4-MVH3	90~240	30	Triplo	4 Plan ∞
Q711TBA4-MVH5	90~240	30	Quiíntuplo	4 Plan ∞

www.eletromedical.com