

**Microscópio Biológico Binocular ou Trinocular
com óptica infinita**



Microscópio Binocular

Mod. Q711BA4

Microscópio Biológico

CARACTERÍSTICAS

- Tubo de observação rotativo binocular ou trinocular inclinados a 30°, tipo Siendentopf 22 mm;
- Um par de oculares de campo amplo de 10X com 22 mm de diâmetro;
- Platina mecânica com plataforma dupla de 174 mm x 145 mm, charriot com movimentos dos eixos X e Y;
- Ajuste coaxial da focalização micrométrica e macrométrica independente;
- Focalização macrométrica com 42 mm, micrométrica de 0,2 mm, mínimo incremento de 0,2 µm;
- Condensador tipo Swing-out Acromático com 0,90 N.A. ou 1,25 N.A., o qual permite iluminação homogênea para observação e fotomicrografia com todas as magnitudes;
- Revólver porta-objetiva reverso para cinco objetivas;
- Objetivas Planacromáticas com Sistema de Ótica Infinita e Correção de Cores (CCIS) de 4X, 10X, 40X retrátil e de 100X, retrátil e imersão;
- Iluminação Koehler com lâmpada de halogênio;
- Opcionais: oculares de 12,5X e 15X; adaptadores para fotomicrografia de 2,5X/4X, adaptadores para vídeo de 1X, 0,65X, 0,5X e 0,35X, campo escuro com anel, contraste de fase, sistema de polarização orientada, objetivas planacromáticas, kit completo para fluorescência e Moticom de até 5mp;
- Este sistema permite adaptação para dois, três ou cinco observadores;
- O modelo Q711T-BA4F acompanha kit de fluorescência, Moticom 2500 e software;
- Acompanha filtro azul Ø45 mm, protetor de óculos para as duas oculares;
- Declarado isento de registro pelo Ministério da Saúde;
- Cadastrado na Anvisa nº 80231279021.

Modelos	Volts	Watts	Cabeçote	Objetivas
Q711-BA4	bivolt	30	Binocular	4 Plan. infin.
Q711T-BA4F	bivolt	30	Trinocular	4 Plan. infin.