

**Microscópio Biológico Binocular digital com  
câmera embutida tipo CMOS.**



**Microscópio Binocular**

**Mod. Q711BD**

**Microscópio Biológico**

## CARACTERÍSTICAS

- Cabecote rotativo, tipo Siendentopf, ótica prismática com correção cromática e proteção anti-fungo;
- Oculares WF10X / 20 mm;
- Unidade Digital 3.0 Megapixels CMOS incorporada;
- Chip 2048x1536 - Resolução USB 2.0;
- Revólver porta objetiva reverso;
- Objetivas CCIS Infinita EF-N Plan de 4X, 10X, 40X (S), 100X (S) óleo;
- Controle coaxial de foco ergonômico;
- Condensador Abbe 1,25NA (Q711-BA210D) e 0,90NA (Q711- BA310D);
- Coletor rosqueável para porta filtro;
- Iluminação 6V/30W halogênio com controle de intensidade, sendo no modelo Q711-BA310D a mesma especificação com Koehler;
- Software Motic Image Plus 2.0 ML para PC e MAC;
- Acompanha filtro azul, capa de proteção, cabo de força e manual de instruções;
- Calibração Diapositivo para calibração;
- Declarado isento de registro pelo Ministério da Saúde;
- Cadastrado na Anvisa nº 80231279021.

Modelos	Volts	Watts	Revolver
Q711-BA210D	bivolt	30	Quádrupulo
Q711-BA310D	bivolt	30	Quintuplo

[www.eletromedical.com](http://www.eletromedical.com)