

**Microscópio Biológico Trinocular automático
para scanner de lâminas**



Microscópio Trinocular

Mod. Q711TBA6

Microscópio Biológico

CARACTERÍSTICAS

- Repetibilidade e eficiência nas operações;
- Sistema de microscopia trinocular;
- Platina motorizada X-Y-Z e controle do revolver porta objetivas automático;
- Tubo trinocular com ocular de 10X / 22 mm;
- Câmera Moticam Pro 285A - Série CCD;
- Objetivas Planacromáticas CCIS de 2 X , 4 X, 10 X, 20 X, 40 X e 100 X (opcional);
- Condensador com longa distancia de trabalho 0,65NA, (10,7 mm);
- Acompanha filtro azul, capa de proteção, cabo de força e manual de instruções;
- Iluminação com sistema Koehler 30W;
- Declarado isento de registro pelo Ministério da Saúde;
- Cadastrado na Anvisa nº 80231279021.

Modelos	Volts	Watts
Q711-BA6	bivolt	30

www.eletromedical.com