

Microscópio Estereoscópico com zoom para fins didáticos(Step by Step) com iluminação incidente e transmitida.



Microscópio Estereoscópico

Mod. Q724S

Microscópio Estereoscópico

CARACTERÍSTICAS

- Tubo binocular inclinado a 45° e 360° de giro;
- Um par de oculares de campo amplo de 10X com 20 mm de diâmetro;
- Aumento total de 40X (opcional 80X);
- Ajuste de 5 unidades de dioptria, apenas na ocular esquerda;
- Objetivas de 2X e 4X (aumentos fixos – Step by Step);
- Base porta-amostras circular em vidro fosco (leitoso) e uma branca e preta, com 94,5 mm de diâmetro)
- Iluminação transmitida embutida na base e incidente embutida na estativa, ambas com lâmpada de baixa voltagem e alta intensidade 12V/10W;
- Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, dois fases e um terra;
- Declarado isento de registro pelo Ministério da Saúde;
- Cadastrado na Anvisa nº 80231279017.

Modelos	Volts	Watts	Cabeçote	Objetivas
Q724S-1	110	20	Binocular	2x – 4X
Q724S-2	220	20	Binocular	2x – 4X