

Microscópio com campo escuro ou contraste de fase.



Microscópio Binocular

Mod. Q708SK

Microscópio Biológico

CARACTERÍSTICAS

- Tubo de observação binocular do tipo Siendentopf;
- Revólver para quatro objetivas: No modelo com campo escuro Q708SK-CE, objetivas acromáticas de 4X, 10X, 40X retrátil e 100X retrátil e de imersão. No modelo com contraste de fase Q708SK-PLCF, objetivas planacromáticas com kit de contraste de fase.
- Um par de oculares planas de 10X;
- Platina mecânica com superfície de 140 mm x 135 mm;
- Ajuste coaxial da focalização;
- Condensador Abbe de 1,25 NA (óleo);
- Iluminação Koehler;
- Declarado isento de registro pelo Ministério da Saúde;
- Cadastrado na Anvisa nº 80231279011.

Modelos	Volts	Objetivas
Q708SK-PLCF	90~240	4 Plan
Q708SK-CE	90~240	4 Plan