

**Microscópio Metalográfico Invertido.**



**Microscópio Metalográfico Invertido**

**Mod. Q730MIP**

**Microscópio Invertido**

## CARACTERÍSTICAS

- Estativa Invertida;
- Revólver para quatro objetivas planacromáticas do tipo O.G. de 10X, 20X, 40X e de 100X, retrátil e imersão;
- Tubos de observação binocular e saída trinocular, com inclinação de 45°;
- Ajuste interpupilar entre 55 mm e 75 mm;
- Um par de oculares de 10X e 12X;
- Platina mecânica com de 180 mm x 155 mm;
- Retículo e suporte de platina;
- Iluminador com lâmpada de halogênio de 6V/30W, com ajuste da intensidade de luz;
- Filtros de polarização (polarizador e analisador);
- Opcionais: objetivas de 4X, adaptador para fotos, máquina fotográfica etc;
- Tensão 110/220V, 60Hz.

Modelo	Volts	Cabeçote	Objetivas
Q730MIP	110/220	Binocular	4 Plan