

Microscópio Biológico monocular.



Microscópio Monocular

Mod. Q702S

Microscópio Biológico

CARACTERÍSTICAS

- Objetivas acromáticas de 4X, 10X, 40X retrátil e 100X retrátil e imersão, todas tipo O.G.;
- Uma ocular de 10X;
- Platina mecânica com superfície de 140 mm x 135 mm;
- Condensador Abbe: 1,25 NA (óleo), parafusos centralizadores, diafragma, porta-filtros escamoteável, faixa de movimento vertical de 15 mm;
- Iluminador elétrico com coletor esférico, filtro azul e lâmpada de halogênio de 6V/20W, com ajuste da intensidade de luz;
- Tensão 110/220V, 60Hz;
- Cadastrado na Anvisa nº 80231279009.

Modelo	Volts	Cabeçote	Objetivas
Q702S	90~240	Monocular	4 Acro