

**Microscópio Biológico monocular para uso em microscopia digital para estudantes. Acompanha software educacional.**



# Microscópio Monocular

## Mod. Q720ED

# Microscópio Biológico

## CARACTERÍSTICAS

- Uma ocular de 10X com ponteiro e bloqueio de segurança;
- Revólver porta-objetiva triplo;
- Objetivas acromáticas de 4X, 10X e 40X retrátil do tipo H.O.G.;
- Aumentos entre 40X e 400X;
- Exclusiva platina “flutuante” com rotação de 360°, com movimentos para frente, para trás, para esquerda e para a direita, com dois clips para fixar a lâmina;
- Iluminação através de LED;
- Conexão USB;
- Acompanham câmera digital embutida com 1,3 megapixels, duas versões de software Motic Play ou Motic Educator;
- Bateria recarregável;
- Tensão 110/220V, 60Hz;;

Modelo	Volts	Cabeçote	Objetivas
Q720ED	90~240	Monocular	4 Acro