

**Microscópio Biológico Monocular com
iluminação LED.**



Microscópio Monocular

Mod. Q755

Microscópio Biológico

CARACTERÍSTICAS

- Tubo de observação monocular inviolável;
- Ocular de 10x / 18mm graduada para medições – Pointmaster;
- Revólver reverso triplo;
- Sistema protetor para lâminas;
- Objetivas Acromáticas de 4x – 10x – 40x do tipo OG , isento de chumbo e bloqueadas;
- Platina com suporte de pinças;
- Condensador com deslizamento em Espiral;
- Coletor fixo;
- Estativa com suporte incorporado para as mãos;
- Macro e micrométrico separados;
- Controle do foco (tensão) com instrumento de controle do professor;
- Iluminação fria a LED 3 watts e bateria com duração de até 40hs – Iluminação branca;
- Tensão 110V, 60Hz;
- Declarado isento de registro no Ministério da Saúde.

Modelo	Volts	Watts	Objetivas
Q755	110	3	3