

**Microscópio Biológico para cinco observadores.**



# **Microscópio Multivisão**

**Mod. Q725**

# **Microscópio Biológico**

## CARACTERÍSTICAS

- Microscópio de discussão com quatro tubos de observação binoculares, inclinados a 30°;
- Aumentos configuráveis entre 64X e 1600X, com oculares de 16X;
- Platina com superfície de 140 mm x 140 mm;
- Revólver porta-objetiva para quatro objetivas;
- Objetivas acromáticas, tipo O.G. de 4X, 10X, 40X, retrátil e de 100X, retrátil e imersão;
- Iluminação com lâmpada de halogênio, pré-centrada e pré-focalizada de baixa voltagem e alta intensidade (24V/100W), transformador para baixa voltagem de ajuste suave da intensidade de luz através de regulador externo;
- Iluminador de demonstração de 6V/3W;
- Acompanham óleo de imersão, filtros e manual de instruções.

**Obs:** Os modelos VPlus acompanham um adaptador ótico para ocular e uma câmeta fotográfica digital.

Modelos	Volts	Cabeçote	Objetivas
Q725-1	110	Binocular	4 Acro
Q725-2	220	Binocular	4 Acro
Q725VPlus-1	110	Binocular	4 Acro
Q725VPlus-2	220	Binocular	4 Acro